

湘南地域調達情報

令和6年7月2日公表 調達番号：湘24058号

件名：試薬等の購入（環境科学センター）

見積書提出期限：令和6年7月11日（正午） 見積書提出場所：調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	別紙のとおり						令和6年8月30日	環境科学センター 1階 管理課執務室 (平塚市四之宮1-3-39)

特記事項

納品の際は、事前に納品日時について連絡すること。

同等品の確認の連絡先

所属	環境科学センター
担当者	塚田 方隆
電話	0463-24-3311
FAX	0463-24-3300

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位
1	イブプロフェン	富士フィルム 和光純薬	製品コード：094-02643 容量：10g	可	1	本
2	(R)-(-)-2-Butanol	東京化成工業	製品コード：B0926 容量：5mL	可	1	本
3	フタル酸塩pH標準液 (第2種) pH 4.01	関東化学	製品番号：32798-08 500mL	可	1	本
4	中性りん酸塩pH標準液 (第2種) pH 6.86	関東化学	製品番号：32799-08 500mL	可	1	本
5	ほう酸塩pH標準液 (第2種) pH 9.18	関東化学	製品番号：32801-08 500mL	可	1	本
6	0.0125mol/L しゅう酸ナトリウム溶液	富士フィルム 和光純薬	製品コード：199-07065 容量：500mL 容量分析用	可	2	本
7	テトラヒドロ ほう酸ナトリウム	富士フィルム 和光純薬	原子吸光分析用 製品コード：196-10542 容量：25 g	可	1	本
8	酸化りん (V)	富士フィルム 和光純薬	製品コード：161-23865	可	2	本
9	ジクロロメタン	関東化学	製品番号：10158-3B 容量：1L 規格：残留農薬PCB試験用 (5000倍濃縮)	可	2	本
10	MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Beads	サーモフィッシャー サイエンティフィック	製品番号：A36579 容量：45mL	可	1	個
11	揮発性有機化合物標準原液 XII (26種混合)	関東化学	製品番号：44102-96 2mL×5	可	1	箱
12	スクラロース標準品 高速液体クロマトグラフ用 for HPLC	富士フィルム 和光純薬	製品コード 198-12241 JAN 4987481400955	可	1	箱
13	アセスルファミン標準品 高速液体クロマトグラフ用 for HPLC	富士フィルム 和光純薬	製品コード 019-19481 JAN 4987481417113	可	1	箱